

PROTOCOLO CLÍNICO DO ÓLEO FREQUÊNCIA®

ORIENTAÇÕES INICIAIS:

O Óleo Frequência da marca RMC Gel Clínico® tem composição exclusiva de óleos de semente de uva e de amêndoas doces, enriquecido com vitamina E que confere à pele emoliência, hidratação e nutrição. É ideal para utilização em equipamentos de radiofrequência, quando o fabricante indicar o óleo vegetal como meio de deslizamento. Pode ser utilizado em tratamentos corporais e faciais.

Primeiramente, é importante se atentar ao frasco do produto, o qual permite uma maior praticidade ao tratamento. É simples para abrir a tampa e retirar o produto, além da facilidade de aplicá-lo na pele e sem desperdício do produto.

PRÁTICA CLÍNICA:

Como utilizar corretamente o Óleo Frequência® na prática clínica?

Passo a passo da aplicação:

- 1) Primeiramente, para a aplicação com a radiofrequência é importante a limpeza do local utilizando o produto Higienizze da marca Essencial Cosméticos®. O Higienizze é um produto higienizante que contém Clorexidina Alcólica a 0,3%, sendo livre de parabenos e óleo mineral.
- 2) Após a limpeza da pele, realize a aplicação da radiofrequência na região abdominal. Para isso, aplique uma quantidade de óleo que seja suficiente para a tratamento e utilize o próprio aplicador para auxiliar na distribuição uniforme do óleo sobre a pele. **Nota: Não é necessário utilizar uma quantidade muito grande de produto.**
- 3) Agora inicie a aplicação, acionando o botão START no seu equipamento. Realize movimentos circulares com o aplicador, de acordo com a orientação do fabricante do equipamento.

Nota: Lembre-se que, a indicação do óleo vegetal não é para o uso com qualquer equipamento de radiofrequência. Este produto é indicado para os equipamentos de radiofrequência com altas frequências que emitem campos eletromagnéticos na ponta do aplicador. Por isso, é importante saber qual o meio de deslizamento que o fabricante da radiofrequência indica para ser utilizado com o equipamento. Muitos equipamentos são utilizados com gel neutro ou glicerina. Certifique-se antes de utilizar o produto.

- 4) Quando finalizada a aplicação do equipamento, remova os resíduos do óleo da pele utilizando um papel toalha.
- 5) Para intensificar a limpeza do local, utilize um algodão umedecido com o produto Higienizze da marca Essencial Cosméticos® para remover da pele os resíduos do óleo.
- 6) No caso de aplicação facial, para facilitar a colocação do óleo na pele, despeje a quantidade de óleo necessária em uma cubeta, em seguida, aplique o óleo na face com o auxílio de uma gaze.
- 7) Após finalizada a aplicação da radiofrequência facial, remova os resíduos do óleo utilizando um algodão umedecido com o produto Higienizze da marca Essencial Cosméticos®.